




FORI CALIBRATI ORIFIZI CALIBRATI ECOGAZ-CL- SA-ML

Made in Europe



Laboratori e Analisi, Processo industriale



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
155746	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,3 PA 6.6
155764	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,3 PTFCE
155747	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,4 PA 6.6
155748	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,5 PA 6.6
155749	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,7 PA 6.6
155765	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,7 PTFCE
155750	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,8 PA 6.6
155751	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,9 PA 6.6
155754	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 2,2 PA 6.6
179924	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 2,5 PA 6.6
155762	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 4 PA 6.6
155742	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 0,8 PA 6.6
155743	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 0,9 PA 6.6
155745	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 1,1 PA 6.6
155770	KIT 3 ORIFIZIOS CALIBRATI Ø 1,5 PTFCE
155752	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 2 PA 6.6
155755	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 2,3 PA 6.6
155758	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 2,8 PA 6.6
155759	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 3 PA 6.6
155760	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 3,5 PA 6.6
155761	KIT ORIFIZIO CALIBRATO Ø 3,8 PA 6.6