

# ACCESSORI CRIOGENICI

# ACCESSORI TR

Made in Europe



Not Found

.



# Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
117036	TAPPO BL3 CON MAN. * TR-TCL-TDL
117037	NOCE MOBILE
117039	TAPPO PER TR 7-11-21-26-35-60-100
117040	MANIGLIA TRAVASO TR7-TR11
117041	MANIGLIA VERSANDO PER TR21/26
117042	CARRELLO BASCULANTE PER TR-21-26
117043	CARRELLO BASCULANTE PER TR35
117044	MANOMETRO BS 0+1B BSP 1/4"
117045	INNESTO BAIONETTA JOHNSTON *TUBO DN10
117046	VALVOLA PRESSURIZZAZIONE PER DL3
117047	TUBO SPILL C/VALVOLA DN12 PER DL3
117048	TUBO PER DL3 PARTE INFERIORE
117049	TUBO PER DL3 PARTE SUPERIORE+GOMITO
117050	INTERCONNESSIONE(ASSEMBL DL3 SU TC)
117051	CINGHIA PER CARRO TR21/26
117052	CINGHIA PER CARRO TR35
117030	DISP SPILLAMENTO DL3 PER TR
117031	VALV SS DIR DN12
117034	RACORD MANOMETRO