

ACCESSORI CRIOGENICI ACCESSORI TP

Made in Europe



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
116571	DISP SPILL TC+ANTISCHIZZI 180/180NL
117021	INSIEME DOPPIO VLVLA SPILLAMENTO TP
117002	KIT LIVELLO GALLEGGIANTE TP35
117011	CALOTTA PROTEZ LIVELLO SERBATOI TP
117013	MOLLA DE LIVELLO TP35
117014	MOLLA DE LIVELLO TP60
117015	MOLLA DISPOS LIVELLO SERBATOIO TP100
117016	RACCORDO NL VALVOLA 1/4" AVVITARE
117017	RACCORDO NL VALVOLA 3/8" AVVITARE
117018	TERMIN SPILL+SEP FASE TR RANGER TP
31625	VALVOLA DI SICUR. 0,5 BAR 1/4
117019	TAPÓN TP35/TP60/TP100
117003	KIT LIVELLO GALLEGGIANTE TP60
117020	KIT REG PRES+SERP SERBATOI TP D.M.C
117022	MANOMETRO 0+1,6B M 10X1 0,7 B OTTONE
117023	MANOMETRO 0+1,6B M 10X1 0,5 B OTTONE
117024	RACCORDO DX BS N2 DN10 BSP3/8" M/M
117025	NOCE BASSO
117026	RACCORDO ORIENTATORE 1/4 VECCHI TP
117027	NOCE PER RACC ORIENTATORE VECCHI TP
136819	GHIERA PORTA-ACCESSORI (TP)
117004	KIT LIVELLO GALLEGGIANTE TP100
117005	GUARN DISPOSITIVO DI LIVELLO TP 60
117007	VALVOLA 1/4" FEMMINA/FEMMINA
117009	BUSTA SCANALATA 1/4" DN10 PER TP
117010	BUSTA SCANALATA 3/8" DN16 PER TP
116180	COLLARE DI SERRAGE DN50 AMAGNETICO